

AEOS LINGETTES DÉSINFECTANTES

Lingettes nettoyantes désinfectantes pour les surfaces et matériels

1. PROPRIETES

Les lingettes sont pré-imprégnées de fonctions nettoyantes, tensio-actives et bactéricides.

Elles effectuent un nettoyage avec fonctions assainissantes et désinfectantes des surfaces.

Lotion à efficacité bactéricide contrôlée selon la norme NF EN 1276 et fongicide contrôlée selon la norme NF EN 1275.

2. COMPOSITION

Lingettes prédécoupées, imprégnées de produit actif à base d'une association d'agents de désinfection cationiques (C.D.D.A.) et aldéhyde glutarique, d'agent nettoyant, solvants oxygénés d'application.

3. CONDITIONNEMENT

Boîte individuelle de 100 lingettes

4. CONFORMITE REGLEMENTAIRE

- Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.
- Lotion à efficacité bactéricide contrôlée selon norme NF EN 1276.
- Lotion à efficacité fongicide contrôlée selon norme NF EN 1275.

5. MISE EN OEUVRE

- Tirer une lingette sur environ 13 cm jusqu'au trait de prédécoupe.
- Détacher d'un mouvement sec la lingette.
- Frotter les surfaces et objets uniformément en utilisant une face de la lingette pour enlever les particules présentes et l'autre face pour parfaire le nettoyage désinfectant et laisser au contact.
- Recommencer l'opération si nécessaire.

6. STOCKAGE ET MANIPULATION

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé, à l'écart de source de chaleur.

Produit inflammable

Ne pas stocker à moins de 5°C et à plus de 20°C.

Refermer l'opercule après utilisation afin de conserver qualité et odeur pendant le stockage.

